



PraxisLive® – TeamCoaching

Meinen Sie nicht auch, dass eine Fortbildung besonders effektiv ist, wenn Sie neue Erkenntnisse sofort in Ihrer Praxis am Patienten anwenden können? Wenn Ihr ganzes Team aktiv mitwirken kann? Wenn Ihre Fragen beantwortet werden? Darum kommen wir zu Ihnen – mit einem Programm, das auf Ihr Team und Ihre Praxis zugeschnitten ist und um mit Ihnen zusammen Lösungen direkt an Ihren Patienten umzusetzen.

Sie wissen, dass die Zusammenarbeit mit dem Zahntechniker – insbesondere in der Planungsphase – einen zentralen Baustein für den ästhetischen Erfolg Ihrer Behandlung darstellt. Darum ist Ihr Team für dieses Training erst mit dem Zahntechniker Ihres Vertrauens komplett.

Der Tag beginnt mit den Grundlagen

Bei unserem eintägigen TeamCoaching zum Thema Vollkeramik stellen wir Ihnen unser erprobtes und erfolgreiches Praxiskonzept vor: Von der Planung über die Präparation und Abformung bis hin zur Zementierung. Und damit Sie das Neue auch direkt umsetzen können, bringen wir alle Materialien und Instrumente aus unserem Konzept mit – Sie und Ihr Team brauchen nur noch den geeigneten Patienten. Die theoretische Einführung dauert ca. 2,5 Stunden, natürlich kommen auch Themen wie Abrechnung und Marketing nicht zu kurz.

Die praktische Umsetzung erfolgt sofort

Im praktischen Teil führen Sie eine Veneer-Präparation an einem bis zwei Frontzähnen durch. Wir unterstützen Sie dabei mit unserem Know-how und vollem Einsatz. Wenn in Ihrer Praxis mehrere Behandler arbeiten, können selbstverständlich auch zwei Teams parallel arbeiten. Die praktischen Arbeiten werden bis zur provisorischen Versorgung der Veneers fortgeführt. Wir begleiten Ihre Arbeiten mit einer hochwertigen Fotodokumentation, die Ihnen natürlich am Ende des Coachings zur Verfügung steht.

Im zweiten Teil des praktischen Kurses wird die adhäsive Zementierung eines vollkeramischen Inlays durchgeführt, das bereits vor Beginn des Kurses fertiggestellt wurde. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Arbeitsschritte zur adhäsiven Zementierung effektiv im Praxisteam aufteilen können und wie Ihr Dentallabor Sie bei dieser Arbeit wirksam unterstützen kann.

Das hat der Tag für Sie gebracht

Unser Trainingsprogramm endet mit einer Abschlussdiskussion auf der Basis der individuellen Fotodokumentation Ihrer Patientenarbeiten. Natürlich haben wir genügend Zeit, um auch spezielle Fragestellungen aus anderen Patientensituationen umfassend zu diskutieren und um eventuell anzufertigende Restaurationen gemeinsam mit Ihrem Zahntechniker zu planen.

Übrigens...

Gern passen wir dieses Programm Ihren individuellen Wünschen an.

Vorbereitung ist (fast) alles

Für einen möglichst effizienten Kursablauf hat es sich bewährt, wenn Sie uns die Situationsmodelle für die Veneer-Restauration zusammen mit einem Frontalfoto ca. 3 Wochen vor Kursbeginn zusenden. Die weitere Vorbereitung des Patientenfalles (Wax-Up, Provisorien Schlüssel) erfolgt dann in Ihrem Dentallabor. Für die Herstellung des Keramikinlays sollte eine Presskeramik (Cergo, DeguDent) verwendet werden.

Zum Schluss

Wenn Sie keinen eigenen Patienten stellen möchten, führen wir auch gern das Konzept VeneerComplete in Ihrer Praxis als individuelles Coaching durch.

Fortbildungspunkte

Unter Anerkennung der von der BZÄK entwickelten Leitsätze zur Fortbildung sowie der Punktebewertung von Fortbildungen (BZÄK und DGZMK) wird die Veranstaltung mit 10 Punkten bewertet.